








## Fiche technique REF 60.22.11

11.12.2025

Données générales			
Référence	60.22.11	Bechert ti crochet rotativ p nucleus 12.5cm cde	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32754	GTIN	04046826097936
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-648
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Poids (kg)	0,025	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	12.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7164 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		