







## Fiche technique REF 60.30.16

11.12.2025

| Données générales  |  |                                      |                         |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|
| Référence  | 60.30.16   | Skeele curette à cornée Ø 1.5mm 13cm |                         |
| Unité de vente   | pièce  | No. de douane                        | 90185010                |
| GMDN   | 35153  | GTIN                                 | 04046826098254          |
| Classe de risque   | 1r (EU MDR)                                      | Code UMDNS                           | 12-321                  |
| Classification   | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                          | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Poids (kg)   | 0,015  | Mode d'emploi                        | GATDR00X                |
| Sans latex   | non applicable                                   | Instructions de retraitement         | MPK01-1                 |
|      |  |                                      |                         |
| Medicon médias   | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) |                                      |                         |
| Image principale   |  | Image détaillée                      |                         |
|   |  |                                      |                         |
| Dimensions   | Ø 1.5mm 13cm                                     | Revêtement                           |                         |
| Conditions de stockage   |  |                                      |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise   |  |                                      |                         |
| Matériaux  |  |                                      |                         |
|  | N° de matériau (Désignation DIN)                 |                                      |                         |
| Partie principale  | 1.4021 (X20Cr13)                                 |                                      |                         |