







Fiche technique REF 60.30.90

11.12.2025

Données générales			
Référence	60.30.90	Wells Cuillère à énucléation 15cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90185010
GMDN	35153	GTIN	04046826098346
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-321
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Poids (kg)	0,020	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	15cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		