








Fiche technique REF 60.32.02

11.12.2025

Données générales			
Référence	60.32.02	Wecker spatule iris 2mm 13.5cm argent pur	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90185010
GMDN	39610	GTIN	04046826098353
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-648
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,012	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	2mm 13.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	SILBER_800 (AgCu_80-20)		
Poignée	1.4021 (X20Cr13)		