







Fiche technique REF 60.33.02

11.12.2025

Données générales			
Référence	60.33.02	Anel Canule du canal lacrymal drt Luer Lock23 Gauge 4cm LL	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90185010
GMDN	17899	GTIN	04046826098575
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	10-574
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Poids (kg)	0,008	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	23 Gauge 4cm	Revêtement	Couche de chrome appliquée par galvanoplastie sur la surface
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	2.0401 (CuZn39Pb3)		