







Fiche technique REF 60.33.13

11.12.2025

Données générales			
Référence	60.33.13	Sauter Canule à air 27 Gauge 3.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90185010
GMDN	17899	GTIN	04046826098629
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-574
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Poids (kg)	0,008	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	27 Gauge 3.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		