






## Fiche technique REF 60.34.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	60.34.10	Bowman sonde argent13cm Fig 0000/000	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90185010
GMDN	13120	GTIN	04046826098933
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-120
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Poids (kg)	0,002	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL ) 450.00.46 (catalogue sinuscopie ) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	13cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	SILBER_800 (AgCu_80-20)		