






## Fiche technique REF 60.34.14

11.12.2025

| Données générales   |  |                                  |                    |
|---|--|----------------------------------|--------------------|
| Référence   | 60.34.14   | Bowman sonde argent 13cm Fig 3/4 |                    |
| Unité de vente  | pièce  | No. de douane                    | 90185010           |
| GMDN  | 13120  | GTIN                             | 04046826098964     |
| Classe de risque  | 1 (EU MDR)   | Code UMDNS                       | 13-120             |
| Classification  | 5 (EU MDR)   | Base UDI-DI                      | 4046826;N004;02;XG |
| Poids (kg)  | 0,003  | Mode d'emploi                    | GATDN00X           |
| Sans latex  | non applicable   | Instructions de retraitement     |                    |
|   |  |                                  |                    |
| Medicon médias  | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogue ORL )<br>450.00.46 (catalogue sinuscopie )<br>450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) |                                  |                    |
| Image principale  |  | Image détaillée                  |                    |
|   |  |                                  |                    |
| Dimensions  | 13cm   | Revêtement                       |                    |
| Conditions de stockage  |  |                                  |                    |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |  |                                  |                    |
| Matériaux   |  |                                  |                    |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)   |                                  |                    |
| Partie principale   | SILBER_800 (AgCu_80-20)  |                                  |                    |