







Fiche technique REF 60.42.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	60.42.10	Bishop Harmon pince iris cranté 8.5cm 0.8mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90185010
GMDN	62466	GTIN	04046826099480
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-209
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Poids (kg)	0,006	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	8.5cm 0.8mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4024 (X15Cr13)		