



Fiche technique REF 60.42.11

11.12.2025

Données générales			
Référence	60.42.11	Bishop Harmon pince iris cranté 8.5cm 0.5mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90185010
GMDN	62466	GTIN	04046826099497
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-209
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Poids (kg)	0,026	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Dimensions	8.5cm 0.5mm	Revêtement	
------------	-------------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4024 (X15Cr13)