








## Fiche technique REF 60.50.16

11.12.2025

Données générales			
Référence	60.50.16	Elschnig pince de fixation avec loquet 11cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90185010
GMDN	62466	GTIN	04046826100025
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-209
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Poids (kg)	0,014	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	11cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4024 (X15Cr13)		