







Fiche technique REF 60.70.35

11.12.2025

Données générales			
Référence	60.70.35	Vannas Ciseaux Coudé vers le haut 7.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90185010
GMDN	13488	GTIN	04046826100773
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-488
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Poids (kg)	0,033	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	7.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		