







## Fiche technique REF 60.73.50

11.12.2025

| Données générales   |  |   |                         |
|---|--|---|-------------------------|
| Référence   | 60.73.50   | Barraquer ciseaux à iris 5.5cm  |                         |
| Unité de vente  | pièce  | No. de douane   | 90185010                |
| GMDN  | 13488  | GTIN  | 04046826100896          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)                                      | Code UMDNS  | 13-488                  |
| Classification  | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI   | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Poids (kg)  | 0,026  | Mode d'emploi   | GATDR00X                |
| Sans latex  | non applicable                                   | Instructions de retraitement  | MPK23-1                 |
|   |  |   |                         |
| Medicon médias  | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) |   |                         |
| Image principale  |  | Image détaillée   |                         |
|   |  |  |                         |
| Dimensions  | 5.5cm  | Revêtement  |                         |
| Conditions de stockage  |  |   |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |  |   |                         |
| Matériaux   |  |   |                         |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)                 |   |                         |
| Partie principale   | 1.4034 (X46Cr13)                                 |   |                         |
| Vis   | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                             |   |                         |