






Fiche technique REF 62.00.13

11.12.2025

Données générales			
Référence	62.00.13	Brünings Loupe seul / seulement p Spéculums auriculaires	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33395	GTIN	04046826101299
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-662
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Poids (kg)	0,040	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions		Revêtement	Couche de chrome appliquée par galvanoplastie sur la surface
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	2.0401 (CuZn39Pb3)		