






Fiche technique REF 62.01.01

11.12.2025

Données générales			
Référence	62.01.01	Hartmann Spéculum auriculaire Ø 3.0mm Fig 1	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33395	GTIN	04046826101435
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-662
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Poids (kg)	0,007	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 3.0mm	Revêtement	Couche de chrome appliquée par galvanoplastie sur la surface
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	2.0401 (CuZn39Pb3)		