






Fiche technique REF 62.02.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	62.02.03	Hartmann Spéculum auriculaire acier Ø 5.0mm Fig 3	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33395	GTIN	04046826371302
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-662
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 5.0mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		