






Fiche technique REF 62.02.38

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|----------------------------------|--|--------------------|
| Référence | 62.02.38 | Toynbee Spéculum auriculaire acier Fig 3 | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 33395 | GTIN | 04046826406066 |
| Classe de risque | 1 (EU MDR) | Code UMDNS | 13-662 |
| Classification | 5 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;05;XR |
| Poids (kg) | 0,000 | Mode d'emploi | GATDN00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.37 (catalogue ORL) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |