



Fiche technique REF 62.02.39

11.12.2025

Données générales			
Référence	62.02.39	Toynbee Spéculum auriculaire acier Fig 4	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33395	GTIN	04046826406073
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-662
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias 450.00.37 (catalogue ORL)

Image principale

Image détaillée



Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)