






## Fiche technique REF 62.06.36

11.12.2025

Données générales			
Référence	62.06.36	Diapasona1-440	
Unité de vente	pièce	No. de douane	92099940
GMDN	32526	GTIN	04046826102074
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	14-255
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;03;WV
Poids (kg)	0,089	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	a1-440	Revêtement	Couche de nickel appliquée par galvanoplastie
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.1740 (C60W)		