



Fiche technique REF 62.09.02

11.12.2025

Données générales			
Référence	62.09.02	Barany assourdisseur	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826102203
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,271	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)
----------------	----------------------------

Image principale

Image détaillée



Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	PEEK (Polyetheretherketon)
Autres	1.4301 (X5CrNi18-10)