







## Fiche technique REF 62.16.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	62.16.03	Wagener Crochets d'oreille 14cm 3.0mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	13039	GTIN	04046826102944
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-258
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,016	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	14cm 3.0mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		