






Fiche technique REF 62.18.23

11.12.2025

Données générales			
Référence	62.18.23	Poltzer (Royce) perforateur à tympan coudé vers le bas16cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38102	GTIN	04046826103132
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-245
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Poids (kg)	0,020	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	16cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		