






## Fiche technique REF 62.20.30

11.12.2025

| Données générales   |                                  |                                  |  |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Référence   | 62.20.30                         | tuyau olive p Cathéter d'oreille |  |
| Unité de vente  | pièce                            | No. de douane                    | 90189084   |
| GMDN  | 42451                            | GTIN                             | 04046826103514   |
| Classe de risque  | 1 (EU MDR)                       | Code UMDNS                       | 15-209   |
| Classification  | 5 (EU MDR)                       | Base UDI-DI                      | 4046826;N004;02;XG   |
| Poids (kg)  | 0,007                            | Mode d'emploi                    | GATDN00X   |
| Sans latex  | non applicable                   | Instructions de retraitement     |  |
|   |                                  |                                  |  |
| Medicon médias  | 450.00.37 (catalogue ORL )       |                                  |  |
| Image principale  |                                  | Image détaillée                  |  |
|   |                                  |                                  |  |
| Dimensions  |                                  | Revêtement                       | Couche de chrome appliquée par galvanoplastie sur la surface |
| Conditions de stockage  |                                  |                                  |  |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |                                  |                                  |  |
| Matériaux   |                                  |                                  |  |
|   | N° de matériau (Désignation DIN) |                                  |  |
| Partie principale   | 2.0401 (CuZn39Pb3)               |                                  |  |