






## Fiche technique REF 62.21.12

11.12.2025

Données générales			
Référence	62.21.12	Canule d'aspiration coudé vers le bas Luer Lock Ø 0.9x65mm LL	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826103637
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	10-571
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,009	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL ) 451.02.51 (ORL boîte d base Dr M W Winter Jeux d' instr de chirurgie ORL)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	Ø 0.9x65mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4305 (X8CrNiS18-9)		