





## Fiche technique REF 62.22.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	62.22.03	Tuyau d'aspiration Ø 2.0x90mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826410087
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	10-571
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL ) 451.02.51 (ORL boîte d base Dr M W Winter Jeux d' instr de chirurgie ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 2.0x90mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4305 (X8CrNiS18-9)		