





## Fiche technique REF 62.22.20

11.12.2025

Données générales			
Référence	62.22.20	Baron (Schuknecht) Canule d'aspiration Ø 2.0x75mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826103750
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	10-571
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,010	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 2.0x75mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		