





Fiche technique REF 62.22.31

11.12.2025

Données générales			
Référence	62.22.31	Zöllner Tube d'aspiration seul / seulement	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826103774
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	10-571
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,014	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions		Revêtement	Couche de chrome appliquée par galvanoplastie sur la surface
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	2.0401 (CuZn39Pb3)		
Autres	1.4301 (X5CrNi18-10)		