








Fiche technique REF 62.33.01

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|----------------------------------|--|-------------------------|
| Référence | 62.33.01 | Hartmann pince auriculaire moyennement lisse 8cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 35802 | GTIN | 04046826104481 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 16-451 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Poids (kg) | 0,068 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.37 (catalogue ORL) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|    | | | |
| Dimensions | 8cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Poignée | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Autres | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |