








## Fiche technique REF 62.34.22

11.12.2025

| Données générales   |                                  |                                     |                         |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Référence   | 62.34.22                         | pince auriculaire cranté drt8cm 7mm |                         |
| Unité de vente  | pièce                            | No. de douane                       | 90189084                |
| GMDN  | 35802                            | GTIN                                | 04046826104597          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)                      | Code UMDNS                          | 16-451                  |
| Classification  | 6 (EU MDR)                       | Base UDI-DI                         | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Poids (kg)  | 0,064                            | Mode d'emploi                       | GATDR00X                |
| Sans latex  | non applicable                   | Instructions de retraitement        |                         |
|     |                                  |                                     |                         |
| Medicon médias  | 450.00.37 (catalogue ORL )       |                                     |                         |
| Image principale  |                                  | Image détaillée                     |                         |
|    |                                  |                                     |                         |
| Dimensions  | 8cm 7mm                          | Revêtement                          |                         |
| Conditions de stockage  |                                  |                                     |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |                                  |                                     |                         |
| Matériaux   |                                  |                                     |                         |
|   | N° de matériau (Désignation DIN) |                                     |                         |
| Partie principale   | 1.4021 (X20Cr13)                 |                                     |                         |
| Poignée   | 1.4021 (X20Cr13)                 |                                     |                         |
| Autres  | 1.4310 (X10CrNi18-8)             |                                     |                         |