








Fiche technique REF 62.34.34

11.12.2025

Données générales			
Référence	62.34.34	pince auriculaire cranté plié vers le haut Amovible double8cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35802	GTIN	04046826104627
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-451
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Poids (kg)	0,025	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	8cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		