






## Fiche technique REF 62.37.22

11.12.2025

Données générales			
Référence	62.37.22	pince auriculaire plié vers le haut Amovible double 8cm Ø 1mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35802	GTIN	04046826104757
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-674
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Poids (kg)	0,035	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	8cm Ø 1mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		