








## Fiche technique REF 62.39.14

11.12.2025

Données générales			
Référence	62.39.14	pince auriculaire plié vers le haut 8cm 0.6x0.5mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35802	GTIN	04046826104795
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-674
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Poids (kg)	0,064	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	8cm 0.6x0.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		