








Fiche technique REF 62.48.14

11.12.2025

Données générales			
Référence	62.48.14	Dieter poinçon marteau coupe vers le haut 8cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35213	GTIN	04046826105068
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-674
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,065	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-2
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 451.02.51 (ORL boîte d base Dr M W Winter Jeux d' instr de chirurgie ORL)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	8cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		