








Fiche technique REF 62.60.70

11.12.2025

Données générales			
Référence	62.60.70	Lempert raspatoire 18cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826105310
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-211
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Poids (kg)	0,038	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	18cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		