



## Fiche technique REF 62.90.93

11.12.2025

Données générales			
Référence	62.90.93	Unité d'alimentation électrique 230V for 62.90.90	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90185010
GMDN	60909	GTIN	04046826377816
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	
Sans latex		Instructions de retraitement	KEIN MP
			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	230V	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		