






Fiche technique REF 63.06.53

11.12.2025

Données générales			
Référence	63.06.53	crochet 15cm 90° 0.3mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	13039	GTIN	04046826105747
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-258
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,034	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	15cm 90° 0.3mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		