







## Fiche technique REF 63.06.76

11.12.2025

Données générales			
Référence	63.06.76	crochet 15cm 90° 3.0mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	13039	GTIN	04046826105839
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-258
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,034	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL ) 451.02.51 (ORL boîte d base Dr M W Winter Jeux d' instr de chirurgie ORL)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	15cm 90° 3.0mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		