





Fiche technique REF 63.07.33

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Référence | 63.07.33 | crochet 15cm 45° ob 0.3mm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 13039 | GTIN | 04046826105976 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 15-258 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Poids (kg) | 0,033 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | |
|   | | | |
| Medicon médias | | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
| | | | |
| Dimensions | 15cm 45° ob 0.3mm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |