







Fiche technique REF 63.08.45

11.12.2025

Données générales			
Référence	63.08.45	Couteau à coupe circulaire 15cm 90° 2.5mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12245	GTIN	04046826106300
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-245
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Poids (kg)	0,033	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 451.02.51 (ORL boîte d base Dr M W Winter Jeux d' instr de chirurgie ORL)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	15cm 90° 2.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		