








Fiche technique REF 63.11.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	63.11.03	Goldmann élévateur 15cm 2.5mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826106591
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-245
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Poids (kg)	0,034	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	15cm 2.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		