






Fiche technique REF 63.14.06

11.12.2025

Données générales			
Référence	63.14.06	Fisch cylindre de vérification Ø 0.6mm 16cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826411015
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-237
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Poids (kg)	0,012	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 451.02.51 (ORL boîte d base Dr M W Winter Jeux d' instr de chirurgie ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 0.6mm 16cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Poignée	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4301 (X5CrNi18-10)		