





## Fiche technique REF 63.45.32

11.12.2025

Données générales			
Référence	63.45.32	Pièce à main coudé vers le bas 182mm 1:1	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	44491	GTIN	04046826107512
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	11-161
Classification	5, 6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,275	Mode d'emploi	G634500
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	182mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		