





Fiche technique REF 63.45.44

11.12.2025

Données générales			
Référence	63.45.44	Pièce à main d'angle 89mm 1:1	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	44491	GTIN	04046826107550
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	11-161
Classification	5, 6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,145	Mode d'emploi	G634500
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 451.09.02 (prospectus chirurgie bimaxillaire)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	89mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		