






Fiche technique REF 63.54.23

11.12.2025

Données générales			
Référence	63.54.23	Foreuse diamanté 70mm 2.3mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90184910
GMDN	46392	GTIN	04046826108175
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-883
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,003	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	451.09.02 (prospectus chirurgie bimaxillaire)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	70mm 2.3mm	Revêtement	Couche de diamant artificielle sur les extrémités de travail des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4197 (X20CrNiMoS13-1)		