






Fiche technique REF 63.54.30

11.12.2025

| Données générales | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|--|
| Référence | 63.54.30 | Foreuse diamanté 70mm 3.0mm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90184910 |
| GMDN | 46392 | GTIN | 04046826108199 |
| Classe de risque | 2a (EU MDD) | Code UMDNS | 15-883 |
| Classification | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,004 | Mode d'emploi | |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK02 |
|  | | | |
| Medicon médias | | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|   | | | |
| Dimensions | 70mm 3.0mm | Revêtement | Couche de diamant artificielle sur les extrémités de travail des instruments |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4197 (X20CrNiMoS13-1) | | |