







Fiche technique REF 63.65.74

11.12.2025

Données générales			
Référence	63.65.74	Fisch Perforateur 15cm Ø 0.4mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	14147	GTIN	04046826108588
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-245
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Poids (kg)	0,032	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 451.02.51 (ORL boîte d base Dr M W Winter Jeux d' instr de chirurgie ORL)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	15cm Ø 0.4mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		