





Fiche technique REF 63.90.18

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Référence | 63.90.18 | trepan inoxydable Ø 1.8mm 44mm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90184910 |
| GMDN | 14147 | GTIN | 04046826109004 |
| Classe de risque | 2a (EU MDD) | Code UMDNS | 10-520 |
| Classification | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,002 | Mode d'emploi | |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK02 |
|  | | | |
| Medicon médias | | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | Ø 1.8mm 44mm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4197 (X20CrNiMoS13-1) | | |