





Fiche technique REF 63.91.23

11.12.2025

Données générales			
Référence	63.91.23	couteau circulaire inoxydable Ø 2.3mm 44mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90184910
GMDN	14148	GTIN	04046826109059
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	16-669
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,002	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 2.3mm 44mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4197 (X20CrNiMoS13-1)		