






Fiche technique REF 64.54.23

11.12.2025

Données générales			
Référence	64.54.23	Foreuse diamanté 95mm 2.3mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46392	GTIN	04046826109462
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-883
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,004	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.46 (catalogue sinuscopie) 451.09.02 (prospectus chirurgie bimaxillaire)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	95mm 2.3mm	Revêtement	Couche de diamant artificielle sur les extrémités de travail des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4112 (X90CrMoV18)		