






Fiche technique REF 65.54.35

11.12.2025

Données générales			
Référence	65.54.35	Foreuse diamanté 125mm 3.5mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46392	GTIN	04046826109738
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-883
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,004	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.46 (catalogue sinuscopie)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	125mm 3.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4112 (X90CrMoV18)		